



**CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA s.r.l.**  
Divisione Materiali: Via Guizza, 309 - 35125 Padova  
Tel.049.681123 - Fax 049.8806560 - P.IVA01385450281  
<http://www.odopguizza.it> - e-mail: [info@odopguizza.it](mailto:info@odopguizza.it)

## TECHNICAL CARD

Product name: **COLLAGENE AT®**

COMPONENTE DEL DISPOSITIVO MEDICO:  
"SISTEMA DI MATERIALI PER RIGENERAZIONE GUIDATA  
COLLAGENE AT® IDROSSILAPATITE AT® BIOAPATITE AT®"



- Material** ➤ Lyophilized hypoallergenic collagen of equin extraction.
- Structure** ➤ Membrane with nanometric micro-irregularities surface and about 20 micron wide porosity, allowing spontaneous adhesion on tissue without sutures and barrier effect against cellular migration.
- Reabsorption** ➤ Within 180 days.
- Sterilization** ➤ Gamma rays.
- Package contents** ➤ 6 quadrangular membranes of 22 x 22 mm (code 4101) in individually sterilized envelopes.  
➤ 6 circular membranes of 17 mm (code 4102) with individually sterilized envelopes.  
This form naturally adapts to the convexity of teeth in intraosseous periodontal pockets.  
➤ 3 quadrangular membranes of 22 x 22 mm and 3 circular membranes of 17 mm (code 4103) in individually sterilized envelopes.
- Indications** ➤ Manipulate the membrane with perfectly dry instruments and press with dry gauzes.  
The membrane should be applied on Idrossilapatite AT® or Bioapatite AT® used as an osteo-conductor support material or on bone graft to create a perfect tent barrier effect.
- Warnings** ➤ Collagene AT® is single use only.  
Supplied in heat-sealed envelopes.  
Open only before use.  
Store at room temperature.  
Avoid exposure to temperatures over 40°.  
Use only intact envelopes.
- Packaging** ➤ Cardboard boxes.
- Main Uses** ➤ Allows guided regeneration in intrabony pockets.  
➤ Guided tissue regeneration in implantology.  
➤ Prevents post-extractive atrophy in exodonzia.

CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA  
*Mario Favari*